




Fiche technique



MULTI ACTIV

Assainissant Double Action

Multi Activ. Dégraissant assainissant alcoolique prêt à l'usage. Une formulation exclusive avec 2 principes actifs antibactériens, Sels d'Ammonium Quaternaire et Diclosan, garantit l'élimination des germes, bactéries et mauvaises odeurs de toutes les surfaces traitées. La présence de 2 principes actifs antibactériens empêche l'accoutumance des bactéries et ne nécessite donc pas l'utilisation alternée de plusieurs détergents. Adapté à l'utilisation sur les plans H.a.c.c.p.

CHAMP D'UTILISATION


En cuisine: les planches à découper, les machines à trancher, les couteaux, les plans de travail, les cellules frigorifiques, les hache-viande, les tables roulantes, etc.
 Dans la salle de bain: sur tous les sanitaires, lieux publics et les hôpitaux. Toutes les surfaces lavables.
 Adapté au contact avec les surfaces alimentaires.
 Détergent non parfumé pour surfaces dures.

DILUTION:

Prêt à l'usage.

PROPRIETE PHYSICO-CHIMIQUE

Aspect	Couleur	Odeur
liquide	vert	caractéristique
Symbole de danger		Xi irritant



Avertissements:

Utiliser des gants de protection, des lunettes et des vêtements adaptés.

Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Biodégradabilité: 90%

(Art. 2 et 4 L. 26/4/83 N° 136)

ITALCHIMICA S.R.L. Riviera Maestri del Lavoro, 10 - 35127 - Padova

MODE D'EMPLOI

Usage pur: vaporiser Sanitec Multi Activ en tenant le flacon position verticale à 20 cm de la surface à nettoyer.
 Usage dilué: (sols et grandes surfaces) diluer environ 50 ml de produit pour chaque litre d'eau. N'a pas besoin de rinçage.

AVERTISSEMENTS:

Pour des utilisations différentes de celles listées, vérifier toujours qu'il n'y ait pas de problèmes d'inadéquation du produit à l'utilisation effectuée.



Emballage:	flacon en PP de 750 ml
Code de vente:	1821
Code Ean: 8032680+	391446
Pièces par carton:	12
Cartons par palette:	50
Cartons par couche:	10

EXCLUSIVEMENT POUR USAGE PROFESSIONNEL

www.sanitecitalia.com

SANITEC
Igiene sicura

